

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CHIRAWAY Háromutas zárószelep

FELHASZNÁLT ANYAGOK:

Polipropilén, Polikarbonát, HDPE.

ALKALMAZÁSA:

- Két gyógyszer vagy oldat párhuzamos adagolására.

ELLENJAVALLATOK:

- A rendkívül viszkózus folyadékok adagolása.
- A vér kiterjedt transzfúziói.
- Ne alkalmazza a felhasznált anyagokra ismert túlérzékenységű betegeknél.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. A fehér zárókupak (Luer Lock) levétele után csatlakoztassa az I.V. infúziós készletet a háromutas zárószelep egyik vagy mindkét portjához.
2. Nyissa ki az I.V. infúziótműlők csapjait, és eressze ki a levegőt a háromutas zárószelepből.
3. A fogantyún lévő iránymutató jelzi az áramlás irányát, és egyszerre kétfajta oldat vagy gyógyszer adagolható.
4. A fogantyút fordítsa zárt helyzetbe.
5. Csatlakoztassa a Luert a vénapunkció berendezéshez enyhe elforgatással axiális erővel, majd kösse be a Luer Lock összeállítást a Luer Lock csatlakozó elforgatásával.
6. Forgassa el a csapot a nyitott helyzetbe, és állítsa be az infúziós készlet áramlását.



FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használja, a csomagolás felbontott vagy sérült állapotban volt.
- Használja fel azonnal a háromutas szelepet az egységcsomagolás felbontása után.
- Ezt a terméket csak minősített orvos vagy egészségügyi dolgozó használhatja.
- Bizonyos szerves oldószerek, alkoholos bázisú fertőtlenítőszer, infúziós oldatok és magas pH-értékű anyagok a zárószelep anyagának repedezését idézhetik elő.
- A terméket csak képzett egészségügyi dolgozók használhatják.
- Ne sterilizálja újra. Ártalmatlanítsa minden használat után.
- Az ismételt felhasználás vagy a termék tisztítása befolyásolhatja a szerkezeti és a mechanikus tulajdonságait. Fertőzést vagy betegséget/sérülést okozhat.
- A terméket ki a termékek jóváhagyott protokollja vagy a CDC irányelvek szerint kell cserélni vagy ártalmatlanítani.
- A **CHIRANA T. Injecta** társaság nem vállalja a felelősséget a termék ismételt felhasználásból eredő közvetlen véletlenszerű vagy a következményes károkért.

FIGYELMEZTETÉS:

- A Lipidek csak a Chiraway Pro termékkel együtt használhatók.



CHIRANA T. Injecta, a.s.

Nám. Dr. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
Szlovák Köztársaság
Tel.: +421/32/7709 991



www.t-injecta.com



FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el a használati utasítást

Katalógusszám

Egyszerhasználatos

A gyártási szám

A gyártási dátum

Lejárat dátum

Sterilizálás az etilén-oxidral

Gyártó

A termék nem tartalmaz LATEXet

Nie zawiera ftalanów

Ne használja, ha a csomagolás sérült

Pirogénmentes

Védje a naptól

Hőmérséklet-tartomány

Tárolja száraz helyen