

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## CHIRAWAY Supapă de închidere cu trei căi

### MATERIALE UTILIZATE:

Polipropilenă, policarbonat, HDPE.

### UTILIZARE:

- Administrarea a două medicamente sau soluții simultan.

### CONTRAINDICAȚII:

- Administrarea de fluide foarte vâscoase.
- Transfuzii de sânge extinse.
- A nu se utiliza la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre materialele utilizate.



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. După îndepărtarea capacului alb (Luer Lock), conectați setul de perfuzie I.V. la unul sau două porturi ale supapei de închidere cu trei căi.
2. Deschideți clemele tubului de perfuzie I.V. și goliți aerul din supapa de închidere cu trei căi.
3. Indicatorul de direcție de pe mâner indică direcția fluxului și poate administra două tipuri de soluții sau medicamente simultan.
4. Rotiți mânerul în poziția închis.
5. Atașați Luer la dispozitivul de puncție venoasă rotindu-l ușor cu forță axială, conectați dispozitivul Luer Lock rotind conectorul Luer Lock.
6. Rotiți mânerul în poziția deschis și reglați debitul setului de perfuzie.



### AVERTISMENT:

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.
- Utilizați supapa de închidere cu trei căi imediat după deschiderea pachetului unității.
- Acest produs poate fi utilizat numai de un medic sau de un profesionist calificat în domeniul sănătății.
- Unii solvenți organici, dezinfectanți cu alcool, soluții de perfuzie și substanțe cu pH ridicat pot cauza fisurarea materialului supapei de închidere.
- Produsul trebuie utilizat numai de personal medical calificat.
- Nu sterilizați în mod repetat. Aruncați după o singură utilizare.
- Reutilizarea sau curățarea produsului poate afecta proprietățile sale structurale și mecanice. Poate provoca infecții sau alte boli/răniri.
- Produsul trebuie înlocuit și eliminat în conformitate cu protocolul aprobat pentru normele CDC.
- Compania **CHIRANA T. Injecta** nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, accidentale sau indirecte rezultate din utilizarea repetată a produsului.

### AVERTISMENT:

- Lipidele pot fi utilizate numai cu produsele Chiraway Pro.



### CHIRANA T. Injecta, a.s.

Nám. Dr. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá  
Republica Slovaca  
Tel.: +421/32/7709 991



[www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)



AVERTISMENT



Consultați instrucțiunile de utilizare



Număr de catalog



Nu reutilizați



Cod lot



Data de fabricație



Data de expirare



Sterilizat cu oxid de etilenă



Producăto



Produsul nu conține LATEX



Nu conține ftați



Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat



Apirogenic



A se feri de lumina solară



Limite de temperatură



Păstrați uscat