

# NAVODILA ZA UPORABO

## CHIRAWAY Trismerni zaporni ventil

### UPORABLJENI MATERIALI:

**Polipropilen, polikarbonat, HDPE.**

### UPORABE:

- Dajanje dveh zdravil ali raztopin hkrati.

### KONTRAINDIKACIJE:

- Dajanje zelo viskozni tekočin.
- Obsežne transfuzije krvi.
- Ne uporabljajte pri bolnikih z znano preobčutljivostjo na katero koli od uporabljenih snovi.



### NAVODILA ZA UPORABO:

1. Po odstranitvi belega pokrovčka (Luer Lock) priključite infuzijski set na enega ali dva priključka tripotnega zapornega ventila.
2. Odprite sponke cevi za infuzijo in izpustite zrak iz tripotnega zapornega ventila.
3. Indikator smeri na ročaju označuje smer pretoka in omogoča hkratno dovajanje dveh vrst raztopin ali zdravil.
4. Ročico obrnite v položaj za zapiranje.
5. Luer pritrdite na napravo za venepunkcijo z rahlim vrtenjem z aksialno silo in z vrtenjem priključka Luer Lock vključite sklop Luer Lock.
6. Obrnite ročico v odprti položaj in nastavite pretok infuzijskega kompleta.



### OPOZORILO:

- Ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana.
- Takoj po odprtju paketa enote uporabite tripotni zaporni ventil.
- Ta izdelek lahko uporablja le usposobljen zdravnik ali zdravstveni delavec.
- Nekatera organska topila, dezinfekcijska sredstva na osnovi alkohola, infuzijske raztopine in snovi z visokim pH lahko povzročijo razpokane materiala zapornega ventila.
- Izdelek lahko uporablja le usposobljeno medicinsko osebje.
- Ne sterilizirajte večkrat. Po eni uporabi ga zavrzite.
- Ponovna uporaba ali čiščenje izdelka lahko vpliva na njegove strukturne in mehanske lastnosti. Lahko povzroči okužbo ali drugo bolezen/poškodbo.
- Izdelek je treba zamenjati in odstraniti v skladu z odobrenim protokolom ustanove ali smernicami CDC.
- Družba **CHIRANA T. Injecta** ni odgovorna za kakršno koli neposredno naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi ponovne uporabe izdelka.

### OPOZORILO:

- Lipidi se lahko uporabljajo samo z izdelki Chiraway Pro.



### CHIRANA T. Injecta, a.s.

Nám. Dr. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá  
Slovaška republika  
Tel.: +421/32/7709 991



[www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)



OPOZORILO



Oglejte si navodila za uporabo



Kataloška številka



Ne uporabljajte ponovno



Številka serije



Datum izdelave



Rok trajanja



Način sterilizacije z etilen oksidom



Proizvajalec



Izdelek ne vsebuje LATEX-a



Ne vsebuje ftalatov



Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana



Apirogeni



Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo



Temperaturne meje



Hranite na suhem